



HU

Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz.
Kérjük, hogy az Eroxon® alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el.

MIT TARTALMAZ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ?

1. Mi az Eroxon® és milyen esetben alkalmazható?
2. Tudnivalók az Eroxon® alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Eroxon®-t
4. Lehetőséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Eroxon®-t tárolni
6. A csomag tartalma és egyéb információk

1. MI AZ EROXON® ÉS MILEN ESETBEN ALKALMAZHATÓ?

Az Eroxon® egy klinikailag bizonyított hatású gélkezelés felnőtt (18 éves és idősebb) férfiak számára, akit meredései zavarban (más néven impotenciában) szervenek. Ilyenkor a férfi nem tud megfelelő erősséggű erekciót elérni vagy fenntartani a kielégítő szexuális tevékenységezhez.

Az Eroxon® egyedülálló fizikai hűtő, majd melegítő hatásával serkenti a véráramlást a péniszben, így segít megfelelő erősséggű meredést elérni és fenntartani a szexuálisan együttlélhet. Az Eroxon® csak akkor segít az erekció elérésében, ha szexuálisan izgatott (stimulált) állapotban van.

2. TUDNIVALÓK AZ EROXON® ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza az Eroxon®-t, ha:

- Ön allergia (a 6. pontban felsorolt) összetevők bármelyikére.
- Az orvosa azt tanácsolta Önnel, hogy kerülje a szexuális tevékenységet.
- Bármielen betegségen vagy péniszdeformitásban (például Peyronie-kór) szenved.

• A bőr a péniszén vörös vagy fájdalmas, vagy sérültnek vagy repedezettnek tűnik.

Figyelemzések és óvintézkedések:

A szexuális tevékenység többletterhelést jelenthet a színek. Ha szívproblémája van, vagy azt gyanítja, hogy szívproblémája lehet, beszéljen kezelőorvosával.

Fontos, hogy az Eroxon® használatának első 6 hónapjában a lehető leghamarabb felkeresse kezelőorvosát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a meredései problémát nem egy másik súlyos egészségügyi probléma okozza.

Még ha egészségesnek is érzi magát, a meredései problémái más súlyos egészségügyi problémákkal is összefügghetnek. A meredései zavar lehet korai jele:

- szív- és érendszeri problémáknak,
- cukorbetegségnak,
- magas vérnyomásnak,
- magas koleszterinszintnek,
- májbetegségnak vagy alkoholizmusnak,
- vesebetegségnak,
- sclerosis multiplexnek.

Ha még nem tette meg, feltétlenül beszéljen kezelőorvosával a tüneteiről.

Az Eroxon® alkalmazása előtt, annak biztosítása érdekében, hogy Ön elég jó egészségügyi állapotban legyen a szexuális élethez, tájékoztassa kezelőorvosát, ha:

- Könnyű vagy mérsékelt aktivitás (pl. 20 perc gyakorlás vagy két lépcsőszor megmászásába) esetén nagyon kifulladt vagy fájdalom jelentkezik a mellkasban. Előfordulhat, hogy az orvosának ellenőriznie kell, hogy a szíve bírja-e a szex által okozott többletterhelést.
- Előfordult már olyan erekciója, amely fizikai vagy pszichés stimuláció nélkül is 4 órával tovább tartott (úgynevezett priapizmus), vagy olyan betegségen szenved, amely priapizmust okozhat. A priapizmust okozó betegségek közé tartozik a sarlösejtes vérszegénység (a vörösvérsejtek rendellenessége), a leukémia (a vérsejtek daganatos megtedései) vagy a myeloma multiplex (csontvelőrák).

Egyéb fontos információk:

- Az Eroxon® csak akkor lesz előnyös Az Ön számára, ha problémái vannak az erekció elérésével vagy fenntartásával.
- A meredései zavar kezelésére szolgáló kezelések nem mindenkorán hatásosak. Ha az Eroxon® nem válik be Önnel, egyeztessen kezelőorvosával az alternatív kezelési lehetőségekről.
- A legtöbb férfi esetében az Eroxon® már az első vagy a második próbálkozásnál beválik. Ha már jó ideje nem volt képes erekciót elérni vagy fenntartani, akkor szükség lehet néhány próbalókozásra a kívánt hatás eléréséig.
- Az Eroxon® nem fogamzásgátló, és nem tartalmaz spermicid összetevőket. Nem véd a szexuális úton terjedő fertőzések (STI-k) ellen.
- Az Eroxon® csak latex óvszerrel kompatibilis.
- Az Eroxon® nem síkosító. Az Eroxon® azonban biztonságosan használható személyes használatra szolgáló síkosítókkal.
- Erekciós működését életmódbeli változtatásokkal is javíthatja; ezek közé tartozik a rendszeres testmozgás, a stressz csökkenése, a dohányzás elhagyása és a túlzott alkoholfogyasztás kerülése. Ha depressziót vagy szorongást érez, beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, aki további tanácsokkal tudja ellátni Önt.

Ha bárminyien súlyos incidens történik az eszközzel kapcsolatban, azt jelenteni kell a gyártónak, valamint azon ország illetékes hatóságának, amelyben tartózkodik.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ EROXON®-T

Az Eroxon® egyadagos tubusban kerül forgalomba.

Mikor alkalmazza: A gélt közvetlenül a szexuális együttlél előtt alkalmazza.

Hogyan kell felbontani a tubust: Csonvirja le a kupakot. Szűrje át a tubus lezárását a kupak tetejével. Erősen nyomja össze a tubust, hogy az összes tartalom kiürüljön belőle, biztosítva a megfelelő adagot (körülbelül borsószerű mennyiségi gél).

Mennyit kell alkalmazni: Vigye fel egy tubus tartalmát a makkjára (a).

Ha nincs körülmetélve, a gélt felvitele előtt óvatosan húzza vissza az előbőr, amennyire kényelmes.

Hogyan alkalmazza: Masszírozza be a gélt a makk bőrébe körülbelül 15 másodpercen át. A gélt alkalmazhatja saját maga, vagy az előjárat részeként partnere is felvetheti.

Az Eroxon® csak akkor segít erekciót elérni, ha szexuálisan izgatott állapotban van. Önnek és a partnerének ugyanúgy jávabolat lefolytatni az előjáratot, mintha nem használna kezelést meredései zavarára.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Ritkán az Eroxon® használata bőrirritációt (érgő, viszkot vagy fájdalmas érzés) okozhat. Hagyja abba az Eroxon® használatát, ha Ön vagy partnere bárminyien irritációt tapasztal. Ha az irritáció továbbra is fennáll, beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

5. HOGYAN KELL AZ EROXON®-T TÁROLNI

Használat előtt ellenőrizze a tubuson feltüntetett lejáratit időt.

A lejárat idő az addott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ha a tubus sérült, ne használja. Dobja ki a tubust, és használjon újat.

6. A CSOMAG TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Eroxon® 4 db egyadagos tubusból álló kiszerelésben kapható.

Összetevők: Víz, etanol (35%), propilenglikol, glicerin, karbomer, kálium-hidroxid.

RO

Acesti instrucțiuni de utilizare contin informații importante pentru dumneavastră.

Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza Eroxon®.

CE CONTIN ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE?

1. Ce este Eroxon® și la ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Eroxon®
3. Cum se utilizează Eroxon®
4. Posibile efecte secundare
5. Cum se păstrează Eroxon®
6. Continutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE EROXON® SI LA CE SE UTILIZEAZĂ

Eroxon® este un tratament cu gel dovedit clinic pentru bărbații adulți (cu vârstă de 18 ani și peste) cu disfuncție erectilă (cunoscută și sub numele de impotență). Aceasta este situația în care un bărbat nu poate obține sau menține o erecție suficient de tare pentru a activa sexualitatea satisfăcătoare.

Eroxon® stimulează circulația săngelui în penis printr-un efect fizic unic de răcire și apoi de încălzire, ajutându-vă să obțineți și să mențineți o erecție suficient de tare pentru sex.

Eroxon® vă va ajuta să obțineți o erecție numai dacă sunteți excitat sexual (stimulat).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA EROXON®

Nu utilizați Eroxon® dacă:

- Sunteți alergic la oricare dintre ingrediente (enumerate în secțiunea 6).
- Ați fost sfătuit de către medicul dumneavoastră să evitați activitatea sexuală.
- Aveți orice boală sau deformare a penisului (cum ar fi boala Peyronie).
- Pielea de pe penis este roșie sau inflamată sau pare deteriorată sau ruptă.

Atenționări și precauții:

Activitatea sexuală poate pune o presiune suplimentară asupra inimii. Dacă aveți o problemă cardiacă sau credeți că ați putea avea o problemă cardiacă, trebuie să vorbiți cu medicul dumneavoastră.

Este important să faceți un control la medicul dumneavoastră că mai curând posibil în primele 6 luni de utilizare a Eroxon® pentru a vă asigura că problemele dumneavoastră de erecție nu sunt cauzate de o altă afecțiune gravă de sănătate.

Chiar dacă să sunteți sănătos, problemele dumneavoastră de erecție pot fi legate de alte afecțiuni grave de sănătate. Disfuncția erectilă poate fi un semn timpuriu de:

- probleme cardiaice și ale vaselor de sânge
- diabet
- tensiune arterială ridicată
- colesterol ridicat
- boală hepatică sau alcoolism
- boală renală
- scleroză multiplă

Ar trebui să discutați despre simptomele dumneavoastră și despre aceste afecțiuni cu medicul dumneavoastră, dacă nu ati făcut-o deja.

Înainte de a utiliza Eroxon® pentru a vă asigura că sunteți suficient de apt pentru a face sex, spuneti medicului dumneavoastră dacă:

• Rămâneți fără respirație sau sunteți vreo durere în piept la o activitate usoară sau moderată (de exemplu, mersul pe jos în pas vioi timp de 20 de minute sau urcarea a două etaje de scări). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să verifice dacă inima dumneavoastră poate suporta efortul suplimentar pe care îl presupune sexul.

• Ați avut vreodată o erekție care a durat mai mult de 4 ore, chiar și fără nicio stimulare fizică sau psihologică (numită priapism) sau aveți orice afecțiune care poate provoca priapism. Printre afecțiunile care pot provoca priapism se numără sciermia (o anomalie a celulelor roșii din sânge), leucemia (cancer al celulelor sanguine) sau mielomul multiplu (cancer al măduvei osoase).

Alte informații importante:

• Eroxon® vă va aduce beneficii numai dacă aveți probleme în obținerea sau menținerea unei erecții.

• Este posibil ca tratamentele pentru disfuncția erectilă să nu funcționeze pentru toată lumea. Discutați cu medicul dumneavoastră despre opțiunile alternative de tratament dacă Eroxon® nu funcționează în cazul dumneavoastră.

• Pentru majoritatea bărbaților, Eroxon® va funcționa la prima sau a doua încercare. Dacă a trecut ceva timp de când nu ați mai reușit să obțineți sau să mențineți o erekție, este posibil să fie nevoie de câteva încercări înainte de a obține efectul dorit.

• Eroxon® nu este un contraceptiv și nu conține ingrediente spermicide. Aceasta nu protejează împotriva infecțiilor cu transmisere sexuală (ITS).

• Eroxon® este compatibil numai cu prezervative din latex.

• Eroxon® nu este un lubrifiant. Cu toate acestea, este sigură utilizarea Eroxon® cu lubrifianti personali.

• Vă puteți imbunătăți funcția erectilă prin schimbări în stilul de viață; acestea includ exerciții fizice regulate, reducerea stresului, renunțarea la fumat și evitarea consumului excesiv de alcool. Dacă să sunteți depriimat sau anxios, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă iritația persistă.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ EROXON®

Eroxon® este furnizat într-un tub cu doză unică.

Când se utilizează: Aplicați gelul chiar înainte de sex.

Cum se deschide tubul: Deșurubați capacul. Perforați garnitura tubului cu parte superioară a capacului. Strângeți bine tubul pentru a goli tot conținutul, ceea ce va asigura doza corectă (aproximativ o cantitate de gel de mărimea unui bob de măzăre).

Cât de mult se aplică: Aplicați conținutul unui tub **pe capul penisului** (a).

Dacă sunteți necircumcis, trageți șură prepūti înapoi că mai mult posibil înainte de a aplica gelul.

Cum se aplică: **Masați gelul pe capul penisului timp de aproximativ 15 secunde.**

Puteți aplica singur gelul sau partenerul dvs. poate aplica gelul ca parte a preludiului.

Eroxon® vă ajuta să obțineți o erekție numai dacă sunteți excitat sexual. Dumneavoastră și partenerul dumneavoastră ar trebui să vă implicați în preludiul la fel cum ați face-o dacă nu ați utilizat un tratament pentru disfuncția erectilă.

4. POSIBILE EFECTE SECUNDARE

Rareori, utilizarea Eroxon® poate provoca iritații ale pielii (senzații de arsură, mărcărire sau durere). Întrerupeți utilizarea Eroxon® dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră prezentați orice iritație. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă iritația persistă.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EROXON®

Liečba erektilnej dysfunkcie nemusí fungovať u každého. Ak Eroxon® u vás nefunguje, poradte sa so svojím lekárom o alternatívnych možnostiach liečby.
U vás sú možno dosiahnuť alebo udržať erekciu, požadovaný účinok môžete dosiahnuť až na niekoľko pokusov.
Eroxon® nie je antikoncepcia a neobsahuje spermicidne zložky. Nechráni pred pohlavné prenosné infekciami (STI).
Eroxon® je kompatibilný len s latexovými kondómami.
Eroxon® nie je lubrikant. Eroxon® je vás bezpečné používať s osobnými lubrikantmi.
Erektilnú funkciu si môžete zlepšiť zmenami životného štýlu, medzi ktoré patria pravidelné cvičenie, zníženie stresu, zanechanie fajčenia a vyhýbanie sa nadmernému požívaniu alkoholu. Ak máte pocit depresie alebo úzkosti, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ktorý vám poskytne ďalšie rady.
Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s touto pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v krajinе, v ktorej žijete.

3. AKO POUŽÍVAŤ EROXON:

Eroxon® sa dodáva v jednodávkovej tube.

Kedy použiť: Gél aplikujte tesne pred pohlavným stykom.

Ako otvoriť tubu: Odskrutkujte uzáver. Prepichnite tesnenie tuby hornou časťou uzáveru. Pevne stlačte tubu, aby sa vyprázdnil celý obsah, ktorý zabezpečí správnu dávku (možnosť gélu približne veľkost hrášku).

Koľko treba aplikovať: Obsah jednej tuby naneste [na hlavicku penisu](#) (a).

Ak nemáte obriezku, pred aplikáciou gélu jemne stiahnite predkožu čo najviac dozadu.

Ako aplikovať: Gél masírujte na hlavicku penisu približne 15 sekund.

Gél si môžete aplikovať sám alebo vám ho môže aplikovať vaša partnerka v rámci predohry.

Eroxon® vás pomôže dosiahnuť erekciu len vtedy, ak ste sexuálne vzrušený. Vy a vaša partnerka by ste sa mali venovať predohre tak, ako keby ste nepoužívali liečbu erektilnej dysfunkcie.

4. MOŽNÉ VEDĽAJSIE ÚČINKY

Zriedkavo môže použitie lieku Eroxon® spôsobiť podráždenie kože (pocit pálenia, svrbenia alebo bolestivosti). Ak vy alebo vaša partnerka pocítite akékoľvek podráždenie, prestaňte Eroxon® používať. Ak podráždenie pretrváva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

5. AKO UCHOVÁVAŤ EROXON®

Pred použitím skontrolujte dátum expirácie na tube. Dátum expirácie sa vztahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Ak je tuba poškodená, nepoužívajte ju. Tubu vyradte a použite novú.

6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Eroxon® je dostupný v baleníach po 4 jednodávkových tubách.

Zložky: voda, etanol (35 %), propylénglykol, glycerín, karbomer, hydroxid draselný.

EE

See kasutusjuhend sisaldab teile olulist teavet. Enne Eroxon®-i kasutamist lugege seda hoolikalt.

MIS ON SELLES KASUTUSJUHENDIS

1. Mis on Eroxon® ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Eroxon®-i kasutamist

3. Kuidas Eroxon®-i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Eroxon®-i hoistada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON EROXON® JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Eroxon® on kliiniliselt töestatud geelravi erektsioonihäiretega (tuntud ka kui impotentsts) täiskasvanud meestele (18-aastased ja vanemad). Erektsioonihäireks nimetatakse seda, kui mees ei suuda saavutada vői säälitada erektsiooni, mis on piisav rahuldavaks seksualvaherekorraaks.

Eroxon® stimuleerib verevoolu peenises läbi ainulaadse füüsilise jahutava ja seejärel soojendava efekti, aidates teile saavutada ja säälitada seksiks piisavalt tugevat erektsiooni. Eroxon® aitab teile erektsiooni saavutada ainult siis, kui olete seksuaalselt erutatud (stimuleeritud).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE EROXON®-I KASUTAMIST

Ärge kasutage Eroxon®-i, kui:

• olete mõne koostisosaga (loettoed lõigus 6) suhtes allergiline;

• arst on soovitanud teile vältida seksuaalset aktiivsust;

• teile on mis tahes peenisega seotud haigus vői deformatsioon (nt Peyronie tõbi);

• nahk teile peenisel on punetav vői valus vői näib olevat kahjustatud vői katki.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Seksuaalne aktiivsus vőib südamele lisakoormust tekitada. Kui teile on probleeme südamega vői arvate, et teil vőib olla probleeme südamega, pidage nõu oma arstiga.

On oluline, et teie arst kontrolliks teid võimalikult kiiresti esimene 6 kuu jooksul pärast Eroxon®-i kasutamise alustamist, et tagada, et teie erektsiooniprobleemid ei oleks põhjustatud mõnest muust tõsistest tervislikust seisundist.

Isegi kui tunnete end tervena, vőivad teile erektsiooniprobleemid olla seotud teiste tõsistate terviseseisunditega. Erektsioonihäireid vőivad olla järgmiste probleemide varased ilmingsud:

- südame ja veresoonte probleemid
- maksihaigus vői alkoholism
- diabeet
- neeruhaius
- kõrge vererõhk
- hulgiskleroos

Arutage oma sümptomeid ja seisundeid arstiga, kui te pole seda veel teinud.

Seksimiseks vajaliku vormi kontrollimiseks rääkige oma arstiga enne Eroxon®-i kasutamist, kui teil esineb järgmisid olukord:

• tugev öhupuuudus või valu rinnas kerge vői mõõduka aktiivsusega (nt kiirkondimine 20 minuti vői trepist kahe korruse vörba üles liikumine). Arst vőib kontrollida, kas teile süda tulub sekimise põhjustatud lisakoormust;

• teile on kunagi olnud erektsioon, mis kestis üle 4 tunni isegi ilma füüsilise vői psühholoogilise stimulatsioonita (nimetatakse priapismiks), vői teile on mõni seisund, mis vőib põhjustada priapismi. Priapismi vőivad põhjustada siraprakuline aneemia (punaste verelbleide anomalia), leukeemia (vererakkude vähk) vői hulgimüeloom (luuüdi vähk).

Muu oluline teave

• Eroxon® on teile kasulik ainult juhul, kui teile on probleeme erektsiooni saamise vői säälitamisega.

• Erektsioonihäireid ravi ei pruugi kõigi puult töötada. Rääkige oma arstiga alternatiivsetest ravivõimalustest, kui Eroxon® ei sobi teile.

• Enamiku meeste jaoks töötab Eroxon® esimesel vői teisel katsel. Kui erektsiooni saavutamise vői hoidmisse vőimelusest on möödunud rohkem aega, vőib soovitud efekti saavutamiseks kuluda paar katsel.

• Eroxon® ei ole rasestumisvastane vahend ja ei sisalda spermidiseid koostisosi. See ei kaitse sugulise teel levivate nakkuste eest.

• Eroxon® sobib kasutamiseks ainult latekskondoomidega.

• Eroxon® ei ole libesti. Eroxon®-i on ohuuta kasutada isiklike libestitega.

• Erektsioonivõim saab parandada elastiivsi muutmisega, mis hõlmab regulaarset treenimist, stressi vähendamist, suitsetamisest loobumist ja liigse alkoholitarbitmis vältimist. Kui tunnete depressiooni vői ärevust, pidage nõu oma arsti vői apteekriga, kes oskab teile anda edasini nõuanandeid.

Kõikidest selle seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja teie asukohariigil pädevale asutusele.

3. KUIDAS EROXON® KASUTADA

Eroxon® tarkatakse üheannuselises tuubis.

Millal kasutada Kandke geel nahale vahetult enne seksti.

Kuidas tuubi avada Keerake kork lahti. Läibastage tuubi tihend korgi ülaosaga. Pigistage tuubi tugevalt, et tühjendada kogu sisu, mis annab õige annuse (ligikaudu hernesuurune kogus geeli).

Kui palju nahale kanda Kandke ühe tuubi sisu [peenisepeale](#) (a).

Kui te pole ümberlõigatud, tömmake eesnahk enne geeli pealekandmist örnalt tagasi nii kaugele, kui on mugavalt vőimalik.

Kuidas peale kanda Massereige geeli peenisepeale umbes 15 sekundit.

Võite geeli ise peale kanda vői teie partner vőib geeli peale kanda osana eelmängust. Eroxon® aitab teile erektsiooni saavutada ainult siis, kui olete seksuaalselt erutatud. Teie ja teie partner peaksite tegelema eelmänguga samamoodi nagu siis, kui te ei kasutu erektsioonihäirete ravi.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel vőib Eroxon®-i kasutamine põhjustada nahaärritust (pöletus, sügelus vői valutunnet). Kui teie vői teie partner tunnete ärritust, lõpetage Eroxon®-i kasutamine. Ärrituse püsimisel pidage nõu oma arsti vői apteekriga.

5. KUIDAS EROXON®-I HOIUSTADA

30°C Enne kasutamist kontrollige tuubil olevat kölblikkusaega. Kölblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Ärge kasutage tuubi, kui see on kahjustunud. Visake tuub ära ja kasutage uut.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Eroxon® on saadaval pakendites, mis sisaldavad 4 üheannuselist tuubi.

Koostisosad: vesi, etanol (35%), propüleenglükool, glütseriin, karbomeer, kaaliumhidroksiid.

LV

Šis lietošanas instrukcijas satur Jums svarigu informāciju. Lūdzu, rūpīgi izlasiet to pirms Eroxon® lietošanas.

KAS IR ŠAJĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

1. Kas ir Eroxon® un kādam nolūkam to lieto
2. Kas jums jāzina pirms Eroxon® lietošanas
3. Kā lietot Eroxon®
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Eroxon®
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS EROXON® UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Eroxon® ir kliniski pierādīts ārstniecisks gēls pieaugušiem vīriešiem (no 18 gadu vecuma) ar erektilu disfunkciju (pazīstama ar kā impotence). Tas ir tad, kad vīrietis nevar sasniegat vaidlāgabat pietiekami stingru erekciju apmierinošai seksuālai aktivitātei.

Eroxon® stimulē asins plūsmu dzimumloceklī, izmantojot unikālu fizisku dzesēšanu, kam seko sildōšs efekts, palīdzot jums sasniegt vaidlāgabat pietiekami stingru erekciju.

Eroxon® palīdzēs jums sasniegt erekciu tikai tad, ja esat seksuāli uzbudināts (stimulēts).

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS EROXON® LIETOŠANAS

Nelietojojet Eroxon®, ja:

- Jums ir **alerģija pret kādu** (6. punktā minēto) sastāvdauja;
- Arsts Jums ir ieteicis **atturēties no seksuālās aktivitātes**.
- Jums ir **jezbaka dzimumloceklā slimība vai deformācija** (piemēram, Peironī slimība).
- Jūsu dzimumloceklā āda ir **sarkana vai sāpīga**, vai ir tā **bojāta vai pīrsusi**.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

Seksuālā aktivitātē var radīt papildu spriedzi jūsu sirdij. Ja Jums ir sirds slimība vai domājat, ka Jums varētu būt sirds slimība, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Ir svarīgi pēc iespējas attārkt veikt pārbaudi pie ārsta pirmo 6 mēnešu laikā pēc Eroxon® lietošanas, lai pārliecīnatos, ka jūsu erekcijas problēmas nav izraisījusi cita nopietnā veselības problēma.

Pat ja jūs jātūtate vesels, jūsu erekcijas problēmas var būt saistītas ar citām nopietnām veselības problēmām. Erektilā disfunkcija var agrīni liecināt par:

- sirds un asinsvadu problēmām; • aknu slimībam vai alkoholismu;
- diabetu; • nieru slimību;
- augstu asinsspiedienu; • multiplu sklerozu.

Ja Jūs vēl neesat to izdarījis, Jums jājapsariežas ar ārstu par saviem simptomiem un šiem stāvokļiem.

Pirms Eroxon® lietošanas, lai pārliecīnatos, ka esat pietiekami vesels seksam, pastāstiet ārstromi, ja:

- veicot vieglu vai mērēnu aktivitāti (piemēram, strauji staigājot 20 minūtes vai uzķāpjot pa diviem kāpnem posmiem), Jūs sajūtat stipru elpas trūkumu vai sāpes krūtis. Jūsu ārstrom iespējams būs jāpārbauda, vai Jūsu sirds var uzņemties papildu spriedzi, kas saistīta ar senu.
- Jums kādreis ir bijusi erekcija, kas ilga vairāk nekā 4 stundas, pat bez jebkādas fiziskas vai psiholoģiskas stimulācijas (to sauc par priapismu), vai ir kāda slimība, kas var izraisīt priapismu. Slimības, kas var izraisīt priapismu, ir sirpveida šūnu anēmija (sarkano asins šūnu patologija), leikēmia (asins šūnu vēzis) vai multiplā meloma (kaulu ciulpu vēzys).

Cita svarīga informācija